



ROPOX QUICKWASH COMPLETE




Käyttöopas ja asennusohjeet

Tämän käyttöohjeen tulee aina olla tuotteen mukana.


Sisällysluettelo

1. Tässä oppaassa käytetyt symbolit	3
2. Yleinen turvallisuus	3
2.1 Tuoteyksikön etiketti.....	5
3. Yleiset vaatimukset	6
3.1 Tuotetiedot	6
3.2 Tuotteen kuvaus.....	6
3.3 Käyttötarkoitus	6
3.4 Käyttötarkoitus	6
3.5 Olennainen suorituskyky	6
3.6 Ei-kliiniset toiminnot	6
3.7 Kliiniset toiminnot	6
3.8 Tuotteen mitat	7
4. Käyttöohjeet.....	8
4.1 Asennusliitännät.....	8
4.1.1 Kiinnittäminen	8
4.1.2 Putkityöt.....	8
4.2 Asennusohjeet.....	9
4.2.1 Määritä asennuskorkeus	9
4.2.2 Pora reiät ja asenna yksikkö seinään.....	10
4.2.3 Asenna pesuallas yksikköön	10
4.2.4 Kiinnitä putkisto ja hana.....	11
4.2.5 Kiinnitä kansi	11
4.2.6 Valmiin yksikön lopputesti	12
4.3 Tuotteen käyttö.....	12
4.4 Jäännösriski	13
5. Puhdistus	14
6. Huolto	14
6.1 Säännöllinen huolto.....	14
7. Komponenttien osaluettelo	15
8. Ympäristönsuojelu	16
9. Valitukset.....	16

1. Tässä oppaassa käytetyt symbolit

Varoitussymboli Ilmoitus mahdollisesti vaarallisesta tilanteesta. Jos sitä ei vältetä, se voi johtaa vakavaan loukkaantumiseen tai kuolemaan.	
Varoitussymboli Ilmoitus mahdollisesti vaarallisesta tilanteesta, joka voi johtaa lievään tai kohtalaiseen loukkaantumiseen. Sitä voidaan käyttää myös varoittamaan vaarallisista käytännöistä.	
Ilmoitussymboli Tätä symbolia käytetään ilmoittamaan tuotteen oikeasta käytöstä ja käsittelystä.	

2. Yleinen turvallisuus

	<p>Tämä käyttöohje on luettava ja ymmärrettävä ennen käyttöä. Säilytä tämä käyttöohje aina tuotteen välittömässä läheisyydessä .</p> <p>Tämän tuotteen käytön, asennuksen ja huollon on oltava tämän oppaan mukaisia onnettomuuksien ja vakavien henkilövahinkojen välttämiseksi.</p> <p>Älä koskaan käytä tai käsittele tätä tuotetta muilla tässä oppaassa määritellyillä tavoilla, koska se voi aiheuttaa henkilökohtaisia turvallisuusriskejä ja/tai vahingoittaa tuotetta.</p> <p>Henkilöillä, jotka asentavat ja/tai käyttävät tätä tuotetta joko käyttäjänä tai käyttäjänä, tulee olla tarvittavat turvallisuustiedot ja pääsy tähän oppaaseen.</p>
---	--



Älä suorita tuotteen korjauksia, purkamista tai kokoamistoimenpiteitä, lisäosia, uudelleensäätöjä tai muutoksia tässä oppaassa kuvattujen toimenpiteiden lisäksi. Ropoxin tai Ropoxin valtuutetun henkilöstön tulee suorittaa ne. Älä suorita huoltoa käytön aikana.

Tätä laitetta voivat käyttää vähintään 8-vuotiaat lapset ja henkilöt, joilla on alentuneet fyysiset, sensoriset tai henkiset kyvyt tai joilla ei ole kokemusta ja tietoa, jos heitä on valvottu tai opastettu laitteen turvallisesta käytöstä ja he ymmärtävät vaarat. mukana. Lapset eivät saa leikkiä laitteella. Lapset eivät saa suorittaa puhdistusta ja käyttäjän huoltamista ilman valvontaa .

Älä käytä tuotetta, jos siinä on vikoja tai se on vaurioitunut ennen korjausta tai vaihtamista.




Tämän oppaan tiedot perustuvat oikeaan asennukseen tämän tuotteen asennusohjeiden mukaisesti.

Ropox ei ole vastuussa, jos tuotetta käytetään muulla tavalla kuin tässä käyttöohjeessa ja/tai asennusohjeessa on ilmoitettu.

Ropox pidättää oikeuden muuttaa tätä käsikirjaa ja viiteasiakirjoja ilman ennakoilmoitusta.

2.1 Tuoteyksikön etiketti



	Tämä tuote on CE-merkitty seuraavien vaatimusten mukaisesti: Euroopan lääkinällisiä laitteita koskeva asetus (EU) 2017/745
	Valmistajan nimi ja osoite
	Valmistuspäivä
REF	Varastonumero
SN	Sarjanumero
	Katso käsikirjasta tärkeitä turvallisuuteen liittyviä tietoja, varoituksia ja turvatoimia.
	Älä hävitä lajittelemattoman yhdyskuntajätteen mukana. Tuote on palautettava määrättyyn kierrätyspisteeseen.
	Käyttö- ja säilytyslämpötilat eivät saa ylittää 5-40 C°
	Katso käyttöohjeet

3. Yleiset vaatimukset

3.1 Tuotetiedot

Valmistaja	Ropox A/S Ringstedgade 221, DK-4700 Naestved +45 55 75 05 00 Sähköposti: Info@ropox.com			
Tuotemallit	Osa numero	Malli	Kokoonpano	UDI
	40-42121-2	QuickWash Complete	Vapautusvipu vasemmalla puolella	57075810014R6
Odotettu käyttöikä	5 vuotta			
MDR-luokka 2017/745	Luokka I			
Suunnitellut ympäristöt	Tätä tuotetta saa käyttää vain: Ammattimainen terveydenhuoltoympäristö Kotihoidon ympäristö			
Suurin käyttäjän paino ISO 17966:n mukaan	150 kg / 330 lbs			
Korkeuden säätö	140 mm sisään ylös/alas, 100 mm sisään/ulos			
Ympäristön lämpötila	5-40C° Käyttö ja varastointi			

3.2 Tuotteen kuvaus

Ropox QuickWash on pieni korkeussäädettävä pesuallasjärjestelmä. Sen korkeutta voidaan säätää 14 cm, samalla kun se ulkonee 10 cm ulos seinästä, mikä lisää jalkatilaa.

3.3 Käyttötarkoitus

Ropox QuickWash on tarkoitettu käytettäväksi sekä kotihoidon että ammattiterveydenhuollon ympäristöissä. Pesualltaan korkeuden ja syvyyden säätö vastaa ergonomisia vaatimuksia, jotka johtuvat istuvien ja seisovien pyörätuolin käyttäjien korkeuseroista.

Ropox QuickWashia ei ole tarkoitettu leikkimiseen tai harjoitusvälineeksi.

3.4 Käyttötarkoitus

Tarkoitettu käyttäjä voi sisältää kaikki, jotka ovat lukeneet ja ymmärtäneet tämän oppaan, vapautetut lapset.

3.5 Olennainen suorituskyky

Laitteessa ei ole mitään perusturvallisuuteen tai olennaiseen suorituskykyyn liittyvää toimintoa. Jos suorituskyky heikkenee tai heikkenee, käyttäjä voi silti pestä kätensä tai päättää olla pesemättä.

3.6 Ei-kliiniset toiminnot


Korkeussäätö tarjoaa käyttäjälle paremman ergonomian.

3.7 Kliiniset toiminnot

Tämä tuote ei tarjoa kliinistä hyötyä potilaille, kun sitä käytetään valmistajan tarkoittamalla tavalla.


3. 8 Tuotteen mitat

40-42120 – Pikapesuyksikkö




40-42121 – QuickWash Complete

Yläasento



Ala-asento



"X"-mitta perustuu tuotteen tietyn pyörätuolissa istuvan loppukäyttäjän yksilölliseen mittaukseen. Katso tarkemmat tiedot asennusohjeista.



Merkintä!

Peili on asennettava niin, että se on pesualtaan yläpuolella, kun pesuallas on "ylös"-asennossa.

4. Käyttöohjeet

4.1 Asennusliitännät

4.1.1 Kiinnittäminen

Seinän tulee olla ruuveille sopivaa materiaalia ja hyväksytty kosteisiin tiloihin. Huomioi yläruuvien suurin vetokuorma ja varmista, että sekä seinän rakenne että raakatulppien valinta kestävät voiman.

Harmaan varjostettu alue ilmoittaa seinän vahvistamisen vähimmäispinta-alan.

Kuormitustestattu standardin DS/ISO 17966:2016 mukaisesti
max. käyttäjän paino: 150 kg / 330 lb

Max. yläruuvien vetokuorma: 76 kg / 167 lb (745N)


4.1.2 Putkityöt

Viemäri on Ø32mm / 1,3 tuumaa (1 ¼”).

Vedensyöttö päättyy 2 (kahdella) 90 ° sulkuventtiilillä, joiden ulkokierre ½” osoittaa ylöspäin.

merkintä:


Kaikki mitat perustuvat pesualtaan korkeuteen, joka on laskettu yksittäisen käyttäjän mitoista. Nämä mitat perustuvat korkeuteen lattiasta käyttäjän jalkojen yläosaan, kun hän istuu pyörätuolissaan. Jos tätä korkeutta on muutettava radikaalisti, suositeltuja mittoja on muutettava vastaavasti.




4.2 Asennusohjeet

Varmista ennen asennusta, että kaikki osat on toimitettu komponenttiluettelon (osio 7) mukaisesti .

4.2.1 Määritä asennuskorkeus




A) Mittaa pääkäyttäjän istuessa pyörätuolissaan korkeus käyttäjän jalkojen yläosaan (X). Tämä mittaus varmistaa yksikön oikean korkeuden ja riittävän välyksen, kun yksikkö on ala-asennossa. Varmista, että mitaat korkeimmasta kohdasta (jos pyörätuolissa on käsinojat, tarkista ovatko ne tiellä ja pitäisikö yksikön korkeus sen sijaan asettaa käsinojien mukaan.)
Jos käyttäjä ei ole tavoitettavissa mittaamaan, suositeltu X:n oletusarvo on 670 mm.




B) Siirrä X-mitta seinään

C) Kohdista kartonkimallin alareuna mitatun pisteen (X) kanssa. Merkitse kiinnitysreikien paikat. Näin pesualtaan pohjan ja käyttäjän jalkojen yläosaan väliin jää noin 10-15 mm tilaa.




4.2.2 Poraa reiät ja asenna yksikkö seinään




- A) Poraa reiät seinään (8 kpl) merkittyyn kohtaan
- B) Kiinnitä sopivat seinätulpat sen tyyppiseen seinään, johon tuote asennetaan
- C) Kiinnitä QuickWash-yksikkö seinään mukana toimitetuilla runkoruuveilla *7,5x75mm
- D) Tarkista, että laite on vaakasuorassa
- E) Kiristä ruuvit tarvittaessa

4.2.3 Asenna pesuallas yksikköön




- A) Kiinnitä pultit yksikön takapuolelta ja kiinnitä käyttämällä mukana tulevaa asennussarjaa.
- B) Varmista, että muoviset aluslevyt ovat posliini- ja metallimutterin välissä
- C) Kun olet asentanut pesualtaan, tarkista seuraavat asiat:
 - 1: Että allas on suorassa
 - 2: Että allas on keskellä yksikköä
 - 3: Että vapautusvipu toimii ja mahdollistaa yksikön laskemisen
 - 4: Että laite pysyy paikallaan sekä ylä- että ala-asennossa
 - 5: Ala-asento sopii hyvin käyttäjälle mukavalla välystasolla.

4.2.4 Kiinnitä putkisto ja hana




4.2.5 Kiinnitä kansi



A) Laske laite ala-asentoon vapauttamalla laitteen sivulla oleva harmaa vipu/vars

B) Liu'uta kansi päälle ylhäältä. Varo, ettet taivuta sivuilla olevia "sormia".



A) Aseta kannen alakielekkeet seinäkiinnikkeen alle ja kiinnitä ne paikoilleen neljällä kupupäisellä M5-ruuvilla.

B) Tarkista, että laite liikkuu vapaasti ylös ja alas eikä häiritse kantta

4.2.6 Valmiin yksikön lopputesti

Noudata alla olevaa tarkistuslistaa varmistaaksesi, että kaikki toimii odotetulla tavalla.

- 1) Testaa, että laite tuntuu tukevalta ja on tukevasti seinällä
- 2) Tarkista, että laite liikkuu tasaisesti ja esteettömästi koko liikealueellaan sekä ylös että alas
- 3) Tarkista, että laite sopii loppukäyttäjälle ja että se on mukava käyttää alimmassa asennossa (että altaan pohja ei häiritse vakavasti käyttäjän jalkoja tai polvia)
- 4) Tarkista, että lukitustappi napsahtaa paikalleen, kun laite on yläasennossa ja että pesuallas tuntuu lukkiutuneelta turvallisesti
- 5) Tarkista, että hana toimii ja vesi valuu niin kuin pitää
- 6) Tarkista, että joustava putkisto on siisti ja liikkuu esteettömästi siirtäessäsi yksikköä ylös ja alas

4.3 Tuotteen käyttö

Korkeuden säätö

Pesualtaan asentoa säädetään manuaalisesti. Vastapainojärjestelmä helpottaa pesualtaan nostamista ja laskemista.

Laskeminen ala-asentoon



(1) Paina laitteen vasemmalla puolella olevaa harmaata vapautusvipua pesualtaan kohti.

(2) Pidä vapautusvipua painettuna ja vedä allasta alaspäin, kunnes se saavuttaa liikkeen loppuun.

Nostaminen yläasentoon

Työnnä tai nosta allasta, kunnes kuulet lukitustapin napsahtavan paikalleen.



Varoitus!


Tuotteen tulee aina pystyä kulkemaan koko liikealueella törmäämättä esineisiin. Jos näin ei tehdä, tuotteen vakaus vaarantuu. Erityistä varovaisuutta on noudatettava sen varmistamisessa, että lapset tai aikuiset eivät ole tuotteen alla, sillä puristuksiin jääminen voi aiheuttaa vakavia vammoja.

4.4 Jäännösriski

<p>Varoitus</p>  <p>Huomioi, että pesualtaan alla ei ole ihmisiä, kun se ajetaan alas, koska seurauksena voi olla törmäys- ja päävamma.</p>	
<p>Varoitus</p>  <p>Älä laita kättä seinän ja laitteen väliin yksikön liikkeen aikana, koska seurauksena voi olla vaarallinen puristuminen.</p>	
<p>Varoitus</p>  <p>Älä laita kättä kannen rakoihin, koska seurauksena voi olla vaarallinen puristuminen.</p>	
<p>Varoitus</p>  <p>Jos LVI-osat asennetaan väärin, lattialle voi tapahtua vesivuotoja, mikä voi lisätä putoamisriskiä.</p>	
<p>Varoitus</p>  <p>Varmista, että altaassa ei ole vettä liikkeen aikana. Muutoin vettä voi roiskua lattialle, mikä voi lisätä putoamisriskiä.</p>	

5. Puhdistus


Puhdistus voidaan tehdä haalealla vedellä ja sopivalla yleispuhdistusaineella. Käytä liinaa tai pehmeää sientä tuotteen pesemiseen. Kuivaa tuote väännetyllä liinalla.

	Merkintä!
	Älä käytä hankausaineita sisältäviä puhdistusaineita, esim. hankausjauhetta, teräsvillaa, hankaussientä. Tätä tuotetta ei ole suunniteltu steriloitavaksi. Autoklavointi ja sterilointi normaalin puhdistuksen lisäksi, koska tämä saattaa muuttaa tuotteen turvallisuutta ja toimintaa.

Esihyväksytyt puhdistusaineet

Kauppanimi	Ratkaisu
Actilor plus	1000 ppm
S90 sanireenit	1-3 % perhappoa
FUTUR, Alkalisk rens	1 % liuos [pH 9,5]

6. Huolto

	Merkintä!
	Säännöllisen huollon laiminlyönti voi johtaa tuotteen toiminnan ja turvallisuuden heikkenemiseen.


6.1 Säännöllinen huolto

Komponentti	Huoltotoiminta	Huoltoväli	Huollon rekisteröintipäivä
Täydellinen yksikkö	Tarkista, että seinäkiinnitys on edelleen tiukka ja luotettava. Jos laite on alkanut toimia itsestään, ryhdy toimiin, jotta laite kiristetään ja kiinnitetään kunnolla seinään	6 kuukauden välein	
Tasapainotusjouset	Tarkista, että pesualtaan paino on edelleen tasapainossa. Irrota tarvittaessa kansi ja kiristä molemmat jouset kuusioavaimella haluttuun tulokseen	6 kuukauden välein	
Iskuja vaimentavat tyynyt	Tarkista, että alalenkien ja seinälevyn väliset kaksi kumityynyä ovat ehjät ja paikoillaan. Jos rikki tai puuttuu, tilaa uusi kumityyny	6 kuukauden välein	

7. Komponenttien osaluettelo

1 (yksi) korkeudensäätöyksikkö

40-42120



Luettelo komponenteista Quickwash malliin 40-42121

1 (yksi) pesuallas

97001584




1 (yksi) hana

Oras Saga 3910F



1 (yksi) putkisarja


1 (yksi) sifoni
1 (yksi) 97001172 Taipuisa tyhjennysletku $\varnothing 32$
2 (kaksi) 97001035 Tyhjennyskulma 88,5°
2 (kaksi) 97001133 Liitosletku 1/2" 0,85 m




**1 (yksi) asennusosien sarja
pulttikiinnitteiseen pesualtaaseen**




**1 (yksi) sarja seinätulppia ja rungon
ruuveja**



**1 (yksi) Peitelevy sis.
4 (neljä) kiinnitysruuvia**



**1 (yksi) kartonkimalli reikien
merkitsemiseen**



**Merkintä!**

Ropox toimittaa osaluettelot ja piirikaaviot poikkeuksellisia huoltoja ja korjauksia varten tässä käsikirjassa kuvatun lisäksi. Vain Ropoxin valtuuttama huoltohenkilöstö saa tehdä tässä käsikirjassa kuvattuja korjauksia.

8. Ympäristönsuojelu

Tuotetta ei ole tarkoitettu hävitettäväksi yhdyskuntajätteen mukana. Komponenttien asianmukainen purkaminen, lajittelu ja hävittäminen on jätehuollon ammattilaisten tehtävä.



Osa	Hävityssuositus
Pesuallas	Keraaminen
Pääyksikkö	Teräs
Peite	Alumiini
Hana	Teräs

9. Valitukset

Katso yleiset myynti- ja toimitusehdot osoitteessa www.ropox.com

**ROPOX A/S**

Ringstedgade 221
DK – 4700 Næstved
Tel.: +45 55 75 05 00
E-mail: info@ropox.dk
www.ropox.com