



YKSILÖLLISET TERAPIAPÖYDÄT

Aktiivisempaan ja toiminnallisempaan elämään

KORPINEN

ROPOX™
BETTER WAYS TO BETTER DAYS



MONENLAISIIN TARPEISIIN SUUNNITELLUT TERAPIAPÖYDÄT

Ropox-terapiapöydät ovat suunniteltu vastaamaan käyttäjien yksilöllisiä tarpeita ja erilaisia tarkoituksia. Ne mahdollistavat aktiivisemmän ja itsenäisemmän työskentelyn tukien jokapäiväistä elämää parhaalla mahdollisella tavalla.

Pöytiä voidaan tarvittaessa yksilöidä asiakkaan toiveiden mukaisesti, jotta jokaiselle käyttäjälle saadaan haluttuun käyttötarkoitukseen sopiva pöytä.



SISÄLTÖ

- 05 Sopivan pöydän valitseminen
Mitä eroavuuksia pöydillä on
- 07 Miten saada paras istuma-asento
Jokaiselle käyttäjälle toimintakyvystä riippumatta
- 08 Ropox Vision-terapiapöydät
Korkeussäädettävät ja kallistettavat
- 10 Ropox Ergo-terapiapöydät
Manuaalisesti korkeussäädettävät ja kallistettavat
- 12 Ropox ErgoMulti-terapiapöytä
Harjoittelu- ja terapiapöytä
- 14 Ropox-ryhmäpöydät
Korkeussäädettävät keittiö- ja työpöydät



KÄYTTÄJIEN VALINTA

Asiakaskokemus

Jane Brostrøm, Maisen äiti

"Maiselle Ropox-terapiapöytä on välttämätön koulussa, sillä hän voi helposti säätää pöydänvastaamaan omiavaatimuksiaan riippumatta siitä, seisooko vai istuuko hän.

Maise käyttää korsettia, mikä vaikeuttaa pöydän päälle kumartumista. Kallistettava pöytätaso tuo tähän ratkaisun.

Maiselle on tärkeää, että hän voi osallistua muiden oppilaiden kanssa samoille oppitunneille. Ropox-pöydän ansiosta hän saa parhaan mahdollisen työskentelyasennon".

SOPIVAN PÖYDÄN VALITSEMINEN

Harkittaessa uuden pöydän hankintaa, tiettyihin tärkeisiin ominaisuuksiin kannattaa kiinnittää erityistä huomiota, jotta pöytä vastaa varmasti käyttäjän tarpeita.

Kuinka moni käyttää pöytää?

Kun pöydällä on vain yksi käyttäjä, suositellaan pöytää, joka parhaiten vastaa yksittäisen käyttäjän tarpeita. Mikäli taas pöydällä on useampi kuin yksi käyttäjä, suositellaan helposti säädettävää pöytää. Lisäksi kannattaa harkita pyörällistä, helposti paikasta toiseen siirrettävää pöytää. Näin mahdollistaa enemmän joustavuutta.

Onko erityisiä tarpeita?

Turvallinen istuma-asento vaatii vakaan pöydän ja tuolin. Tämä on tärkeää erityisesti käyttäjille, joilla on tasapainohaasteita. Pöydän pyörät on varustettava jarruin onnettomuuksien ehkäisemiseksi. Kallistettavat pöydät on suunniteltu erityisesti näkökyvyn ja hahmotuksen haasteisiin.

Onko pöydän alla tarpeeksi jalkatilaa?

Mahdollisuus päästä lähelle pöytää on välttämätöntä. Pyörätuolin käyttäjälle on hyvä olla pääsy pöydän molemmille puolille. Kaikille Ropox terapiapöydille on optimaaliset lähellepääsymahdollisuudet matalien tukipalkkien ansiosta.

PÖYDÄN VALINNALLA ON MERKITYSTÄ

Hyvä ergonominen istuma-asento tuo merkittävän edun jokapäiväiseen elämään. Lapsilla, aikuisilla, liikuntaesteisillä ja sokeilla on erilaiset vaatimukset. Useista pöytäko'oista voi valita sopivimman ja kallistettavista tasoista mieluisimman omiin tarpeisiin.

Oikeanlainen pöytä auttaa saamaan enemmän irti päivittäisistä aktiviteeteista.

PÖYTÄTASON KALLISTAMINEN

Kallistettavat pöytälevyt antavat mahdollisuuden muuttaa istuma-asentoa.



Tietokoneella työskenneltäessä käytetään pöydän etuosaa. Käyttäjää saa hyvän noja-asennon.



Kirjoittaessa käytetään kallistetun pöydän keskiosaa. Käyttäjää voi nojata eteenpäin.



Ylös kallistettu pöytä tuo lukiessa tekstin lähelle. Käyttäjää saa rennon noja-asennon.

PÖYDÄN KORKEUDENSÄÄTÖ

Korkeussäädettävä pöytä helpottaa pöydän säätämistä täsmälleen tarvittavalle korkeudelle.



Lapsi



Aikuinen



Seisominen

KAIKILLE IHMISILLE TOIMINTAKYVYSTÄ RIIPPUMATTA

Pöytä on kokoontumispaikka, missä seurustelemme, syömme, työskentelemme, leikimme ja opiskelemme. Se on tarkoitettu eri ikäryhmille, pyörätuolin käyttäjille, heikönäköisille ja kaikille muille tarpeista riippumatta.

Pöydät on luotu niitä elämän hetkiä varten, joita jaamme muiden kanssa toimintakyvystä riippumatta. Ropox-terapiapöytiä on käytössä yksityiskodeissa, kouluissa, hoitokodeissa, kuntoutuskeskuksissa ja sairaaloissa.



KUINKA SAADA PARAS ISTUMA-ASENTO

Samassa istuma-asennossa pysyminen yli 1-2 tunnin ajan aiheuttaa epämukavuutta useimmille ihmisille. Istuminen on yksi pahimmista rasituksista alaselälle, niska- ja hartiaseudulle, ja se voi aiheuttaa lihaskipua.

Avain täydelliseen ja toiminnalliseen istuma-asentoon on vaihtelumahdollisuus. Erityisesti pyörätuolinkäyttäjälle voi olla haastavaa vaihtaa istuma-asentoa, mutta oikealla pöydällä saa siihen tarvittavan avun.


Asioita, joita ottaa huomioon suunnittelussa

- Käsivarsien tuki lievittää selkä- ja hartiaseudun rasitusta.
- Korkeudensäätö estää olkapäiden ja kaulan kiputiloja.
- Kallistettava työtaso tuo luettavan tekstin lähemmäksi.
- Paperit pysyvät paikoillaan MagRule-magneetin kanssa myös silloin, kun pöytälevyä kallistetaan.
- Helppo pääsy pöydän molemmille puolille pöydän alla olevan matalan tukipalkin ansiosta.

Pöytien ominaisuudet auttavat saamaan parhaan mahdollisen istuma-asennon riippumatta siitä, kirjoittaako, lukeeko, pelaako vai rentoutuuko pöydän ääressä.

ROPOX-TERAPIAPÖYTIEN EDUT

Terapiapöytiä on erittäin laaja valikoima, ja niissä on paljon yksilöllisiä säätöjä.



Vision-pöytälevyt ovat rakennettu teräksestä, mikä mahdollistaa MagRule-magneetin käytön missä tahansa pöytälevyn kohdassa.



ROPOX VISION TERAPIAPÖYDÄT

KORKEUSSÄADETTÄVÄT JA KALLISTETTAVAT PÖYDÄT

Tuotteen on oltava sekä toimiva, että kaunis. Vision-pöytien muotoilu on yksinkertainen ja tyylikäs. Säädettävä korkeus ja kallistettava pöytälevy takaavat ergonomisen asennon. MagRule-magneetti pitää paperit pöydällä.

Ergonomisilla käsivarsituilla voi rentouttaa käsivarsia ja ne tarjoavat myös pienen vartalotuen. Lisäksi pöydän alla on runsaasti tilaa pyörätuolin käyttäjälle päästä lähelle pöytää. Monet valitsevat Vision-terapiapöydän tyylikkään ilmeen, käyttäjäystävällisten ominaisuuksien ja monipuolisen käytettävyyden vuoksi.





ROPOX

Vision-terapiapöytä






- Saatavana kiinteällä tai kallistettavalla pöytälevyllä. Kallistettava osa (enintään 74°) vaihtoehtina keskelle, vasemmalle tai oikealle puolelle.
- Kaksi korkeusvaihtoehtoa (50-70 / 60-90 cm.)
- Kolme pöytäkokoa (90x60, 120x60, 90x90 cm).
- Manuaalinen tai sähköinen korkeussäätö
- Turvapsäytys pöytälevyn kallistustoiminnossa
- Pöytälevyn alla vapaata tilaa, joka helpottaa pyörätuolin käyttäjiä
- Kaksi sisäänrakennettua pyörää, jotka luovat tyylikkään ulkonäön
- Teräksinen pöytälevy: MagRule-magneetilla paperit voidaan sijoittaa haluttuun paikkaan

ROPOX

Vision korkea/matala terapiapöytä



- Pöytä, jonka ääressä voit istua tai seistä.
- Sähköinen korkeussäätö (erittäin laaja 62 - 127 cm).
- Akkuratkaaisu on saatavana, mikä tekee siitä johdottoman
- Kallistettava pöytälevy
- Teräksinen pöytälevy: MagRule-magneetti voidaan sijoittaa halutusti paperien säilyttämiseen





ROPOX ERGO-TERAPIAPÖYDÄT

MANUAALISESTI KORKEUSSÄADETTÄVÄT JA KALLISTETTAVAT

Ergo-terapiapöydät koostuvat neljästä eri versiosta, joiden korkeutta voi säätää manuaalisesti. Pöytälevyä voi kallistaa jopa 54°. Kallistustoiminto on erittäin kätevä heikkonäköisille ja käyttäjille, joilla on rajoittunut ulottuvuus. Pöydän tuki varmistaa, että asiat pysyvät paikoillaan, kun pöytälevyä kallistetaan.

Käsivarsituet vähentävät kyynärvarsien kannattelua, ja tarvittaessa ne myös tarjoavat tukea käyttäjälle.





ROPOX

Ergo-terapiapöytä

- Manuaalinen korkeus säädettävissä veivillä 56-90 cm
- Saatavana kaksi pöytäkokoa (90x60 ja 120x60 cm)
- Saatavana täydellä kallistuksella tai vasemmalla/ oikealla osalla, jonka saa kallistettua jopa 54° kulmaan
- Laaja valikoima lisävarusteita



A-malli



B-malli



C-malli



D-malli

Laaja valikoima lisävarusteita





ErgoMulti-harjoitus- ja terapiapöytä

HARJOITUS- JA TERAPIAPÖYTÄ

ErgoMulti-terapiapöytä on optimaalinen valinta harjoituksiin, joissa käyttäjä ja terapeutti istuvat vastakkain.

Pöydän sivuilla on kaksi ergonomista kaartaa, joiden avulla kaksi ihmistä voi istua mukavasti pöydän kummallakin puolella. Pöydän mukana tulevat kaaripalat mahdollistavat pöydän tavallisen käytön. Pyörätuolin käyttäjä voi tulla lähelle pöytää matalien tukipalkkien ansiosta.





ROPOX

ErgoMulti-terapiapöytä

- Ihanteellinen harjoitustilanteisiin
- Matala tukipalkki pöydän alla
- Erilaisia pöydän yläosan leikkauksia yksilöllisiin tarpeisiin
- Manuaalinen korkeudensäätö
- Pyörät varustettu jarruilla

Lisäosat (sis. hintaan)

Kaaripala ø 30 cm

Kaaripala ø 40 cm

Kaaripala, täysi

Pyörät jarruilla





ROPOX-RYHMÄPÖYDÄT

KORKEUSSÄÄDETTÄVÄT KEITTIÖ- JA TYÖPÖYDÄT

Ystävien, perheen tai työkavereiden tapaaminen pöydän ympärillä on osa jokapäiväistä elämää. Ryhmäpöydät on suunniteltu luonnolliseksi kokoontumispaikaksi riippumatta siitä, onko töissä, kotona, harjoittelussa tai koulussa.

Kaikissa ryhmäpöydissä on helppo korkeudensäätö. Pöydät on valmistettu laadukkaista materiaaleista, jotka on helppo puhdistaa. Pöytien alla on runsaasti jalkatilaa, mikä tekee niistä kaikille käyttäjille sopivan riippumatta toimintakyvystä. Ropox-ryhmäpöydät ovat tyylikkäitä ja ne sopivat myös liikuntaesteisten käyttäjien vaatimuksiin.



ROPOX

Vision-ryhmäpöytä



- Manuaalinen korkeussäätö
- Pyöristetyt reunat ja kulmat
- Sileät pinnat - helppo pitää puhtaana
- Tyylikkäät soikeat jalat



ROPOX

Ergo-ryhmäpöydät

- Manuaalinen korkeussäätö
- Ei ristitankoja, mikä tekee pöydästä täydellisen pyörätuolikäyttöön
- Pyörät voidaan varustaa jarruilla




ROPOX

4Single-ryhmäpöytä

- Manuaalinen tai sähköinen korkeussäätö
- Turvapsäytys antaa turvallisuutta ympäri pöytää
- Kehys ihanteellinen kaikenlaisille pöytälevyille
- Kaksi korkeusvaihtoehtoa: 55-85 / 65-95 cm
- Lisävarusteena saatava akku tekee pöydästä johdottoman
- Pituus ja leveys voidaan räätälöidä, kuitenkin korkeintaan 200x300 cm



4Single-ryhmäpöydän alle voidaan asentaa kaapit.



4Single-ryhmäpöytä on ihanteellinen moniin eri tarkoituksiin.



Käsivarren tuet saavat käyttäjän rentouttamaan hartiat.

KORPINEN
AUTTAA SINUA
ELÄMÄÄN
KOTONA
ESTEETTÖMÄSTI.



KEITTIÖT

HELPOSTI MUUNNELTAVIA JA
KORKEUSSÄÄDETTÄVIÄ KEITTIÖITÄ



KYLPYHUONEET

PIENISTÄ YKSITYSKOHDISTA
SYNTYY TURVALLINEN JA
TOIMINNALLINEN KYLPYHUONE



RAMPIT

LAAJA VALIKOIMA RAMPPEJA ESTEIDEN
VAIVATTOMAAN YLITTÄMISEEN

KORPINEN

Jälleenmyyjä:

Väinö Korpinen Oy,
Kalkkipellontie 6,
FI-02650 Espoo

Tel. +358 9 5491 4400
korpinen@korpinen.com
www.korpinen.com

ROPOX™
BETTER WAYS TO BETTER DAYS
— A PART OF AddLife®