

Kiinteät rampit ja luiskaparit

Kiinteät rampit

Kvistberga-kiinteiden ramppien avulla on tehty esteettömiä sisäänkäyntejä vuosikymmenien ajan. Kvistbergan rampit on valmistettu alumiinista ja ne ovat kestäviä sekä helppoja asentaa.

Kvistberga-kiinteiden ramppien avulla ratkaistaan sisäänkäynnit helposti ja nopeasti. Lopputulos on tyylikäs ja kestävä.

Rampin pituutta voidaan säätää liittämällä osia yhteen.



KVISTBERGA

Perfolight-luiskaparit

Kvistbergan Perfolight-luiskat ovat keveitä käyttää ja ottaa mukaan. Luiskassa on kantokahva ja lukitus, joka helpottaa luiskien käsittelyä.

Tuotevaihtoehtoina on teleskooppiset luiskat, taitettavat luiskat, teleskooppisen ja taitettavan luiskan yhdistelmän tai kokonaan kiinteät luiskat.



KORPINEN

Ennen AddLife

Kvistberga-kiinteät rampit

Kvistbergan kiinteiden alumiiniramppien avulla voidaan varmistaa turvallinen ja esteetön sisäänkäynti kaikille. Kvistberga-ramppi valmistetaan alumiinista ja ne ovat kevyitä, kestäviä sekä helppoja asentaa.

Kvistbergan alumiinirampit voidaan asentaa aina uudelleen eri kohteisiin, kun tarve rampin käytölle loppuu. Osat sopivat toisiinsa ja alumiinisten tuotteiden keveys helpottaa rampin siirtämistä ja varastointia.

Kvistberga rampit rakentuvat toisiinsa kiinnitettävistä elementeistä: suorista luiskista, kääntötasoista, ylä- ja alaluiskista, kaiteista ja säädettävistä tukijaloista.

Rampin pituutta voidaan säätää liittämällä osia yhteen. Tehdessä yli 6 metrin pituista ramppia, tulee ramppiin tehdä lepotasanne. Kvistbergan ramppien sisäleveys on 90 cm.

Rampin tasot

Kvistbergan rampin tasoja voidaan käyttää ulko-oven edessä. Tasoilla voidaan kääntää rampin kulkusuuntaa tai tasoja voidaan käyttää pidempien ramppien lepotasanteena. Tasot ovat keveää alumiinia ja ne on mahdollista varustaa kaiteilla. Tasoja on kolmea eri kokoa, joista kaikki soveltuvat myös oven avaamista helpottaviksi tasanteiksi.

Kaiteet

Kvistbergan ramppeihin saadaan kiinnitettyä tukikaiteet joko toiselle tai molemmille puolille. Tukikaiteita ei aina tarvita, mutta ne lisäävät turvallisuutta matalissakin luiskissa. Kaiteet voidaan asentaa myös jälkikäteen.

Kaide tulee rakentaa, kun putoamiskorkeus ylittää 50 cm ja kun on olemassa putoamisen tai harhaanastumisen vaara.

Ylä- ja alaluiska

Rampin yläpää nojaa tasanteeseen yläluiskan avulla. Ramppia ei tarvitse kiinnittää rakenteisiin, mutta se on tarvittaessa mahdollista. Alaluiskalla varmistetaan riittävän loiva rampille siirtyminen.

Yläluiskan mitat ovat 15*90 cm
Alaluiska mitat ovat 45*90 cm



Kvistberga-rampin osien pituudet

Tuote	Luiskan pituus	Paino
R-50	50 cm	6 kg
R-100	100 cm	12 kg
R-125	125 cm	15 kg
R-150	150 cm	18 kg
R-200	200 cm	24 kg
R-250	250 cm	30 kg

Korkeusero cm	Nousuprosentit ja rampin pituus metriä				
	5 %	8 %	10 %	15 %	20 %
10	2,00	1,25	1,00	0,67	0,50
20	4,00	2,50	2,00	1,33	1,00
30	6,00	3,75	3,00	2,00	1,50
40	8,00	5,00	4,00	2,66	2,00
50	10,00	6,25	5,00	3,33	2,50
60	12,00	7,50	6,00	4,00	3,00
70	14,00	8,75	7,00	4,66	3,50
80	16,00	10,00	8,00	5,33	4,00

Kvistberga-rampin tasot

Tuote	Kuvaus	Koko	Paino
P-1	käännös 90°	125*125 cm	21 kg
P-2	käännös 180 °	125*200 cm	30 kg
P-3	käännös 90 °	150*150 cm	24 kg
P-2 E	käännös 180 °	125*270 cm	35 kg



Perfolight-luiskaparit

Kevyt luiskapari on ihanteellinen ratkaisu esteiden ylittämiseen. Perfolight soveltuu erinomaisesti pyörätuolikäyttöön, tavarakuljetukseen tai vaikka moottoripyörän siirtämiseen.

Perfolight on nopea asentaa, helppo kuljettaa ja kevyt käyttää. Luiskassa on kantokahva ja lukitus helpottamaan luiskien käyttämistä.

Valikoimasta löytyy taitettava tai teleskooppinen ramppi, erikoisleveä E-malli sähköpyörätuoleille, joissa etu- ja takarenkaat ovat eri leveydellä.

- Teleskooppiset U-luiskat sopivat parhaiten perinteisille pyörätuoleille.
- Taitettavat V-luiskat soveltuvat paremmin myös sähkökäyttöisille pyörätuoleille.
- Leveimmät E-luiskat soveltuvat pyörätuoleille, joissa etupyörät ja takapyörät ovat eri leveydellä



Mallit

Tuote	Tuotekuvaus	Max nousu	Max pituus	Kuljetus-pituus	Sisä-leveys	Paino kg	Max kuorma
-------	-------------	-----------	------------	-----------------	-------------	----------	------------

U-Rampit (manuaalipyörätuoli)

U2	2 osaa, teleskooppi	40 cm	203 cm	117 cm	19,5 cm	5,6 kg	300 kg
U2/3	3 osaa, teleskooppi	40 cm	200 cm	87 cm	18 cm	5,9 kg	300 kg
U3	3 osaa, teleskooppi	60 cm	288 cm	117 cm	18 cm	8,1 kg	250 kg

V-Rampit (manuaalipyörätuolille, sähkökäyttöisille kolmipyöräisille ja sähköpyörätuoleille)

V20	2 osaa, taitettava	40 cm	200 cm	102 cm	21 cm	6,3 kg	300 kg
V30	3 osaa, taitettava, teleskooppi 60 cm		277 cm	102 cm	19,5 cm	8,4 kg	250 kg

E-Rampit (Sähkökäyttöinen pyörätuoli, Extra leveä malli)

E2	2 osaa taitettava	40 cm	207 cm	107 cm	26,5 cm	8,1 kg	300 kg
E3	3 osaa, taitettava+teleskooppi 60 cm		300 cm	107 cm	25 cm	11,8 kg	250 kg